

患者リスト専用 栄養管理アプリ 操作ガイド



2020年10月23日



目次

【1】 栄養管理アプリについて	p.2
【2】 栄養管理アプリご利用までの流れ	p.3
【3】 ホーム画面	p.4
【4】 栄養管理アプリの設定	p.5,6
【5】 患者リストの作成	p.7,8
【6】 アプリの開始設定	p.9,10
【7】 スクリーニング方法	p.11,12
【8】 スクリーニング結果の確認方法	p.13
【9】 栄養管理アプリの使い分け	p.14

【1】栄養管理アプリについて

本機能は、簡易栄養評価表（MNA®-SF）に基づき構成された6つの質問に回答することで、対象患者さんの栄養状態を「低栄養」、「低栄養のおそれあり」、「栄養状態良好」の3段階で評価する「栄養スクリーニングツール」です。

スクリーニング結果を患者さんを支える医療介護従事者の皆様で共有することができ、また、患者さんの栄養状態に応じた推奨アクションも表示されます。

患者さんの栄養状態を早期に確認し、必要に応じて低栄養の改善に向けた取り組みができるようお役立ていただけます。

スクリーニングイメージ図

スクリーニング結果 **0**点

0-7ポイント: **⚠ 低栄養**

栄養介入を強く推奨します。
まずはONS(栄養製品の経口摂取)をご検討ください。

スクリーニング結果 **8**点

8-11ポイント: **🔍 低栄養のおそれあり (At risk)**

食事内容(食べているもの、食べている内容)について
患者さんご家族に伺ってください。
食事内容に問題があるようでしたら、
管理栄養士による栄養相談をご検討ください。

スクリーニング結果 **14**点

12-14ポイント: **✅ 栄養状態良好**

栄養状態は現時点では良好です。
3か月後の定期スクリーニングをお勧めします。

【2】栄養管理アプリご利用までの流れ



【3】ホーム画面



※招待制と公開型について

MCSは**非公開型**医療介護連携コミュニケーションツールです。そのためグループへ参加するには、原則グループ管理者からの**招待**が必要となります。

公開型の「コミュニティ」のみ、グループ管理者からの招待なくグループへの参加申請が可能です。

①ホーム

②つながりへの招待

③メニュー

④患者リスト

患者さんを支えるグループ

⑤グループ

招待制（※）の
自由なテーマのグループ

⑥つながり

1対1のコミュニケーション

⑦コミュニティ

公開型（※）の
自由なテーマのグループ

⑧職場の情報共有

同じ施設に所属している
医療介護従事者のグループ

【4】栄養管理アプリの設定

1 画面右上メニューをクリック



2 「アプリ一覧」を選択



3 「栄養管理アプリ」を選択



【4】栄養管理アプリの設定

4 「設定」をクリック



5 「設定する」をクリック



専用サイトから申し込む場合は
MCSアカウント作成後、以下QR
コードを読み取り、
「利用申し込み」からお申し込み
ください。

後日、弊社より設定完了のご案内
をお送りいたします。



<https://www.medical-care.net/html/document/abt/nutrition.html>

【5】患者リストの作成

1 「患者リスト」を選択



2 「+患者情報を登録する」をクリック



! 患者リストは
施設管理者のみ作成可能

【施設管理者とは】

MCSでは、各施設・各グループに管理権限を持つユーザーが必ず設定されます。管理者ユーザーが他のユーザーをグループから解除したり、メッセージを削除したりできるなど、各施設・各グループ内を管理することができます。

初期の施設管理者は、施設情報を新規登録したスタッフです。

【5】患者リストの作成

3 患者氏名等を入力し「確認」をクリック

新規患者登録

個別登録 一括登録

患者情報入力 **確認**

画像を設定する

姓 ※必須 名 ※必須

山田 太郎

ふりがな

やまだ たろう

疾患名

患者ノート

4 内容を確認し「次へ」をクリック

新規患者登録

確認画面 **次へ**

名前
山田 太郎
やまだ たろう

疾患名
心不全

患者ノート

生年月日
1950 (昭和25) 年1月1日

性別 | 年齢
男性 | 70歳

メールアドレス

電話番号

5 スタッフを選択し「登録」をクリック

新規患者登録

名前、専門家種別、フリーワード

スタッフ選択 (1/2) **登録**

すべて解除 / すべて選択

伊藤 絵理香
看護師

鈴木 花江
看護師

【補足】 クリック →

【6】アプリの開始設定

1 該当の「患者リスト」
を選択



2  をクリック




3 「栄養管理アプリ」を
選択



【6】アプリの開始設定

4 利用規約に同意する



5 「開始」をクリック



6 アプリが開始する



【7】スクリーニング方法

1  をクリック



2 「栄養管理アプリ」を
選択




3 「質問項目」を選択




【7】スクリーニング方法


- 4 「栄養スクリーニング
ヒアリング」を選択



- 5 回答を選択し「次へ」
をクリック（全6問）



- 6 全6問の回答後
「完了」をクリック




【8】スクリーニング結果の確認方法

1 回答後、タイムライン上に結果が通知される



2 内容を確認する



【9】栄養管理アプリの使い分け

MCS上でご使用いただける栄養スクリーニングツールは
患者リスト専用 栄養管理アプリと、どなたでも患者リストの登録等の設定不要でご使用
 いただける**設定不要！ 栄養管理アプリ**の2種類をご用意しています。

それぞれの特徴は以下の通りです。

	 患者リスト専用 栄養管理アプリ	 設定不要！ 栄養管理アプリ
起動の場所	MCS患者リストで使える追加機能です。	栄養管理アプリ専用ページです。 MCSアプリ一覧から表示できます。
事前設定	必要です。 患者リストの作成、開始設定が必要です。	不要です。 すぐに栄養評価を開始できます。
使用できる人	設定はどなたでも可能ですが、 患者リストの作成はMCS施設管理者のみ可能です。 患者リストでの開始設定後は、どなたでも栄養評価ができます。	どなたでも栄養評価ができます。
結果共有の方法	結果は、患者リスト上に即時投稿されます。	結果は、ウェブ上に表示されます。 結果を共有する場合は、ご自身で投稿します。
こんな方におすすめ	<ul style="list-style-type: none"> ・チームでの栄養治療を推進している方 ・MCS患者リストで多職種連携を行っている方 	<ul style="list-style-type: none"> ・まず自分で栄養スクリーニングを試したい方 ・自施設でMCS患者リストを作成、使用していない方